



Produktspezifikation
**Probenröhre, Lithium Heparin LH, 10 ml,
Verschluss orange, (LxØ): 101 x 16,5 mm, mit
Papieretikett**

Seite 1



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 46.363.001 |
| Artikelbeschreibung | Probenröhre, Nennvolumen: 10 ml, Verschluss orange, Präparierung: Heparin, Schraubverschluss, (LxØ): 101 x 16,5 mm, Flachboden, mit Papieretikett, 100 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Art der Präparierung | Heparin |
| Präparierungskonzentration | 16 IE/ml Blut |
| Farbcode | EU |
| Etikett / Druck | mit Papieretikett |
| Farbe Druck/Etikett | orange |
| Graduierung | Nennmarkierung |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Bodenform | Flachboden |
| Zentrifugation empfohlen | 2000 x g |
| Zentrifugationszeit | 10 Min |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Probenröhre, Lithium Heparin LH, 10 ml,
Verschluss orange, (LxØ): 101 x 16,5 mm, mit
Papieretikett

Seite 2

Maße

| | |
|-----------------------|---------|
| Nennvolumen | 10 ml |
| Durchmesser | 16,5 mm |
| Länge des Produktes | 101 mm |
| Länge ohne Verschluss | 101 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | Low Density Polyethylen (LD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | orange |
| Material der Röhre | Polypropylen (PP) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA, ADR |
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1000 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 100 |
| Stück pro Umkarton | 1000 |
| Stück pro Palette | 30000 |
| Tiefe des Umkartons | 398 mm |
| Breite des Umkartons | 398 mm |
| Höhe des Umkartons | 340 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0539 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0076 kg |
| Gewicht des Umkartons | 8,32 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917105736 |
| EAN des Umkartons | 4038917010818 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT