



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	46.390.001
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 10 ml, Verschluss weiß, Präparierung: Gerinnungsaktivator, Schraubverschluss, (LxØ): 101 x 16,5 mm, Flachboden, mit Papieretikett, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Graduierung	Nennmarkierung
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

**Probenröhre, Serum CAT, 10 ml, Verschluss weiß,
(LxØ): 101 x 16,5 mm, mit Papieretikett**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	10 ml
Durchmesser	16,5 mm
Länge des Produktes	101 mm
Länge ohne Verschluss	101 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	30000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0539 cbm
Gewicht des Produktes	0,0077 kg
Gewicht des Umkartons	8,34 kg
EAN des Innenkartons	4038917106252
EAN des Umkartons	4038917011136

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-03

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT