



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	47.556.001
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 3 ml, Verschluss rot, Präparierung: K3 EDTA, Schraubverschluss, (LxØ): 82 x 11,5 mm, Spitzboden mit Stehrand, mit Papieretikett, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Art der Präparierung	K3 EDTA
Präparierungskonzentration	1,6 mg/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	rot
Graduierung	Nennmarkierung
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Nennvolumen	3 ml
Durchmesser	11,5 mm
Länge des Produktes	82 mm
Länge ohne Verschluss	66 mm

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	72000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,0028 kg
Gewicht des Umkartons	6,37 kg
EAN des Innenkartons	4038917113274
EAN des Umkartons	4038917013956

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

