



Produktspezifikation
Probenröhre, EDTA K3E, 5 ml, Verschluss rot,
(LxØ): 57 x 16,5 mm, mit Papieretikett

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	49.355.001
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 5 ml, Verschluss rot, Präparierung: K3 EDTA, Schraubverschluss, (LxØ): 57 x 16,5 mm, Flachboden, mit Papieretikett, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Präparierung	K3 EDTA
Präparierungskonzentration	1,6 mg/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	rot
Graduierung	Nennmarkierung
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Maße

Nennvolumen	5 ml
Durchmesser	16,5 mm
Länge des Produktes	57 mm
Länge ohne Verschluss	57 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	42000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0367 cbm
Gewicht des Produktes	0,0043 kg
Gewicht des Umkartons	4,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917105620
EAN des Umkartons	4038917010726

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

