



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin LH, 7,5 ml,  
Verschluss orange, (LxØ): 92 x 15 mm, mit  
Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit  
8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und  
3-stelligem Präfix**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	01.1604.088
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Lithium Heparin LH, Präparierung: Lithium-Heparin, 7,5 ml, Membranschraubkappe, Verschluss orange, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 92 x 15 mm, mit Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix 032, Etikett/Druck: weiß/orange, 50 Stück/Karton, steril

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Lithium-Heparin
Präparierungskonzentration	16 IE/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett vorbarcodiert
Farbe Druck/Etikett	weiß/orange

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

Seite 2

**S-Monovette® Lithium Heparin LH, 7,5 ml,  
Verschluss orange, (LxØ): 92 x 15 mm, mit  
Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit  
8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und  
3-stelligem Präfix**

Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	10 Min
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

### Maße

Nennvolumen	7,5 ml
Außendurchmesser	18 mm
Verschluss	
Durchmesser	15 mm
Länge mit Verschluss	108 mm
Länge ohne Verschluss	92 mm
Länge mit Verschluss und Stange	129 mm

### Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	orange
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

Seite 3

**S-Monovette® Lithium Heparin LH, 7,5 ml,  
Verschluss orange, (LxØ): 92 x 15 mm, mit  
Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit  
8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und  
3-stelligem Präfix**

Chargiert ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	20000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	32000
Tiefe des Innenkartons	189 mm
Breite des Innenkartons	134 mm
Höhe des Innenkartons	82 mm
Tiefe des Umkartons	440 mm
Breite des Umkartons	400 mm
Höhe des Umkartons	144 mm
Volumen des Umkartons	0,0253 cbm
Gewicht des Produktes	0,0084 kg
Gewicht des Umkartons	5,03 kg
EAN des Innenkartons	4038917949743
EAN des Umkartons	4038917949750

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**