



## Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA K3E, 7,5 ml, Verschluss rot,  
(LxØ): 92 x 15 mm, mit Kunststoffetikett**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	01.1605
Artikelbeschreibung	S-Monovette® EDTA K3E, K3E, Präparierung: K3 EDTA, 7,5 ml, Membranschraubkappe, Verschluss rot, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 92 x 15 mm, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: rot, 50 Stück/Karton, steril

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	K3 EDTA
Präparierungskonzentration	1,6 mg/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	rot
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA K3E, 7,5 ml, Verschluss rot,  
(LxØ): 92 x 15 mm, mit Kunststoffetikett**

**Seite 2**

### Maße

Nennvolumen	7,5 ml
Außendurchmesser	18 mm
Verschluss	
Durchmesser	15 mm
Länge mit Verschluss	108 mm
Länge ohne Verschluss	92 mm
Länge mit Verschluss und Stange	129 mm

### Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	20000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	32000
Tiefe des Innenkartons	189 mm
Breite des Innenkartons	134 mm
Höhe des Innenkartons	82 mm
Tiefe des Umkartons	440 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**S-Monovette® EDTA K3E, 7,5 ml, Verschluss rot,**  
**(LxØ): 92 x 15 mm, mit Kunststoffetikett**

**Seite 3**

Breite des Umkartons	400 mm
Höhe des Umkartons	144 mm
Volumen des Umkartons	0,0253 cbm
Gewicht des Produktes	0,0076 kg
Gewicht des Umkartons	4,65 kg
EAN des Innenkartons	4038917557849
EAN des Umkartons	4038917557832

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**