



Produktspezifikation

**S-Monovette® cfDNA Exact, 9,2 ml, Verschluss
himbeerfarben, (LxØ): 100 x 15 mm, mit
Papieretikett**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	01.2040.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette® cfDNA Exact, Präparierung: cfDNA-Stabilisator, 9,2 ml, Membranschraubkappe, Verschluss himbeerfarben, (LxØ) ohne Verschluss: 100 x 15 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: dunkelrot, 20 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	cfDNA-Stabilisator
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	dunkelrot
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-03

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® cfDNA Exact, 9,2 ml, Verschluss
himbeerfarben, (LxØ): 100 x 15 mm, mit
Papieretikett**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	9,2 ml
Außendurchmesser	18 mm
Verschluss	
Durchmesser	15 mm
Länge mit Verschluss	116 mm
Länge ohne Verschluss	100 mm
Länge mit Verschluss und Stange	136 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	himbeerfarben
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	80
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	20
Stück pro Umkarton	80
Stück pro Palette	8640
Tiefe des Innenkartons	184 mm
Breite des Innenkartons	141 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-03

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® cfDNA Exact, 9,2 ml, Verschluss
himbeerfarben, (LxØ): 100 x 15 mm, mit
Papieretikett**

Seite 3

Höhe des Innenkartons	83 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	345 mm
Höhe des Umkartons	105 mm
Volumen des Umkartons	0,0141 cbm
Gewicht des Produktes	0,0099 kg
Gewicht des Umkartons	1,9 kg
EAN des Innenkartons	4038917576666
EAN des Umkartons	4038917576659

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-03

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT