



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	02.1063.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Serum CAT, CAT, Präparierung: Gerinnungsaktivator, 9 ml, Membranschraubkappe, Verschluss weiß, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 92 x 16 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: schwarz, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum CAT, 9 ml, Verschluss weiß,
(LxØ): 92 x 16 mm, mit Papieretikett**

Seite 2

Flüssigkeitsdicht ja
Anschluss Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen 9 ml
Außendurchmesser 19 mm
Verschluss
Durchmesser 16 mm
Länge mit Verschluss 108 mm
Länge ohne Verschluss 92 mm
Länge mit Verschluss und Stange 129 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses weiß
Material der Membrane Gummi
Material der Röhre Polypropylen (PP)
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 24000
Tiefe des Innenkartons 204 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-09-01

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum CAT, 9 ml, Verschluss weiß,
(LxØ): 92 x 16 mm, mit Papieretikett**

Seite 3

Breite des Innenkartons	134 mm
Höhe des Innenkartons	88 mm
Tiefe des Umkartons	648 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0295 cbm
Gewicht des Produktes	0,0088 kg
Gewicht des Umkartons	5,35 kg
EAN des Innenkartons	4038917124959
EAN des Umkartons	4038917019569

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-09-01

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT