



## Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA K3E, 9 ml, Verschluss rot,  
(LxØ): 92 x 16 mm, mit Papieretikett**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	02.1066.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette® EDTA K3E, K3E, Präparierung: K3 EDTA, 9 ml, Membranschraubkappe, Verschluss rot, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 92 x 16 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: rot, 50 Stück/Karton, steril

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	K3 EDTA
Präparierungskonzentration	1,6 mg/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	rot
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugationstemperatur	20
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-03

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA K3E, 9 ml, Verschluss rot,  
(LxØ): 92 x 16 mm, mit Papieretikett**

**Seite 2**

### Maße

Nennvolumen	9 ml
Außendurchmesser	19 mm
Verschluss	
Durchmesser	16 mm
Länge mit Verschluss	108 mm
Länge ohne Verschluss	92 mm
Länge mit Verschluss und Stange	129 mm

### Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	24000
Tiefe des Innenkartons	204 mm
Breite des Innenkartons	134 mm
Höhe des Innenkartons	88 mm
Tiefe des Umkartons	648 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-03

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA K3E, 9 ml, Verschluss rot,  
(LxØ): 92 x 16 mm, mit Papieretikett**

**Seite 3**

Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0295 cbm
Gewicht des Produktes	0,0079 kg
Gewicht des Umkartons	4,88 kg
EAN des Innenkartons	4038917125154
EAN des Umkartons	4038917019804

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-03

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**