



## Produktspezifikation

**S-Monovette® neutral Z, 9 ml, Verschluss weiß,  
(LxØ): 92 x 16 mm, mit Papieretikett**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	02.1726.021
Artikelbeschreibung	S-Monovette® neutral Z, ohne Präparierung, 9 ml, Membranschraubkappe, Verschluss weiß, (LxØ) ohne Verschluss: 92 x 16 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: weiß, 1 Stück/Blister, steril

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	ohne Präparierung
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	10 Min
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® neutral Z, 9 ml, Verschluss weiß,  
(LxØ): 92 x 16 mm, mit Papieretikett**

**Seite 2**

### Maße

Nennvolumen	9 ml
Außendurchmesser	19 mm
Verschluss	
Durchmesser	16 mm
Länge mit Verschluss	108 mm
Länge ohne Verschluss	92 mm
Länge mit Verschluss und Stange	129 mm

### Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	13500
Tiefe des Innenkartons	351 mm
Breite des Innenkartons	151 mm
Höhe des Innenkartons	171 mm
Tiefe des Umkartons	778 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® neutral Z, 9 ml, Verschluss weiß,  
(LxØ): 92 x 16 mm, mit Papieretikett**

**Seite 3**

Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0558 cbm
Gewicht des Produktes	0,0078 kg
Gewicht des Umkartons	5,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917133234
EAN des Umkartons	4038917024761

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**