



## Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA K3E, 4 ml, Verschluss rot,  
(LxØ): 75 x 15 mm, mit Papieretikett**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	03.1068.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette® EDTA K3E, Präparierung: K3 EDTA, 4 ml, Membranschraubkappe, Verschluss rot, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 15 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: rosa, 50 Stück/Karton, steril

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	K3 EDTA
Präparierungskonzentration	1,6 mg/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	rosa
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA K3E, 4 ml, Verschluss rot,  
(LxØ): 75 x 15 mm, mit Papieretikett**

**Seite 2**

### Maße

Nennvolumen	4 ml
Außendurchmesser	18 mm
Verschluss	
Durchmesser	15 mm
Länge mit Verschluss	91 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm
Länge mit Verschluss und Stange	112 mm

### Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	34000
Tiefe des Innenkartons	189 mm
Breite des Innenkartons	117 mm
Höhe des Innenkartons	82 mm
Tiefe des Umkartons	440 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA K3E, 4 ml, Verschluss rot,  
(LxØ): 75 x 15 mm, mit Papieretikett**

**Seite 3**

Breite des Umkartons	400 mm
Höhe des Umkartons	129 mm
Volumen des Umkartons	0,0227 cbm
Gewicht des Produktes	0,0062 kg
Gewicht des Umkartons	3,93 kg
EAN des Innenkartons	4038917125253
EAN des Umkartons	4038917019866

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**