



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	03.1524
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Serum Gel CAT, Präparierung: Gerinnungsaktivator / Gel, 4,7 ml, Membranschraubkappe, Verschluss braun, Farbcode EU/ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 15 mm, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: transparent/braun, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator / Gel
Farbcode	EU/ISO
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/braun
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2500 x g
Zentrifugationszeit	10 Min
Flüssigkeitsdicht	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum Gel CAT, 4,7 ml, Verschluss
braun, (LxØ): 75 x 15 mm, mit Kunststoffetikett**

Seite 2

Anschluss Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen	4,7 ml
Außendurchmesser	18 mm
Verschluss	
Durchmesser	15 mm
Länge mit Verschluss	91 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm
Länge mit Verschluss und Stange	112 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	26000
Tiefe des Innenkartons	189 mm
Breite des Innenkartons	117 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum Gel CAT, 4,7 ml, Verschluss
braun, (LxØ): 75 x 15 mm, mit Kunststoffetikett**

Seite 3

Höhe des Innenkartons	82 mm
Tiefe des Umkartons	440 mm
Breite des Umkartons	400 mm
Höhe des Umkartons	129 mm
Volumen des Umkartons	0,0227 cbm
Gewicht des Produktes	0,0074 kg
Gewicht des Umkartons	4,52 kg
EAN des Innenkartons	4038917086868
EAN des Umkartons	4038917005395

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT