



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin LH, 5,5 ml,  
Verschluss grün, (LxØ): 75 x 15 mm, mit  
Papieretikett**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	03.1628.100
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Lithium Heparin LH, Präparierung: Lithium-Heparin, 5,5 ml, Membranschraubkappe, Verschluss grün, Farbcode ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 15 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: grün, 50 Stück/Karton, steril

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Lithium-Heparin
Präparierungskonzentration	16 IE/ml Blut
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	grün
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-04

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin LH, 5,5 ml,  
Verschluss grün, (LxØ): 75 x 15 mm, mit  
Papieretikett**

**Seite 2**

Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	10 Min
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

### Maße

Nennvolumen	5,5 ml
Außendurchmesser	18 mm
Verschluss	
Durchmesser	15 mm
Länge mit Verschluss	91 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm
Länge mit Verschluss und Stange	112 mm

### Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	grün
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-04

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin LH, 5,5 ml,  
Verschluss grün, (LxØ): 75 x 15 mm, mit  
Papieretikett**

**Seite 3**

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	34000
Tiefe des Innenkartons	189 mm
Breite des Innenkartons	117 mm
Höhe des Innenkartons	82 mm
Tiefe des Umkartons	440 mm
Breite des Umkartons	400 mm
Höhe des Umkartons	129 mm
Volumen des Umkartons	0,0227 cbm
Gewicht des Produktes	0,007 kg
Gewicht des Umkartons	4,29 kg
EAN des Innenkartons	4038917132176
EAN des Umkartons	4038917024280

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-04

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**