



Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin Gel LH, 4,7 ml,
Verschluss orange, (LxØ): 75 x 15 mm, mit
Kunststoffetikett**

Seite 1



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 03.1631 |
| Artikelbeschreibung | S-Monovette® Lithium Heparin Gel LH, Präparierung: Lithium-Heparin Gel, 4,7 ml, Membranschraubkappe, Verschluss orange, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 15 mm, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: transparent/braun, 50 Stück/Karton, steril |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Art der Entnahme | venös |
| Art der Präparierung | Lithium-Heparin Gel |
| Präparierungskonzentration | 25 IE/ml Blut |
| Farbcode | EU |
| Etikett / Druck | mit Kunststoffetikett |
| Farbe Druck/Etikett | transparent/braun |
| Graduierung | Nennmarkierung |
| Verschluss | Membranschraubkappe |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Zentrifugation empfohlen | 2500 x g |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-03

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin Gel LH, 4,7 ml,
Verschluss orange, (LxØ): 75 x 15 mm, mit
Kunststoffetikett**

Seite 2

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Zentrifugationstemperatur | 20 |
| Zentrifugationszeit | 15 Min |
| Flüssigkeitsdicht | ja |
| Anschluss | Membranschraubkappe |

Maße

| | |
|------------------------------------|--------|
| Nennvolumen | 4,7 ml |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Verschluss | |
| Durchmesser | 15 mm |
| Länge mit Verschluss | 91 mm |
| Länge ohne Verschluss | 75 mm |
| Länge mit Verschluss und Stange | 112 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | orange |
| Material der Membrane | Gummi |
| Material der Röhre | Polypropylen (PP) |
| Material des Kolbens | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Material der Kolbenstange | Polystyrol (PS) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA, ADR |
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Reinheitsstandard | steril |
| Sterilisation | Elektronenbestrahlung |
| Chargiert | ja |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-03

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin Gel LH, 4,7 ml,
Verschluss orange, (LxØ): 75 x 15 mm, mit
Kunststoffetikett**

Seite 3

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 500 |
| Kleinste Unterverpackung | Karton |
| Stück pro Innenkarton | 50 |
| Stück pro Umkarton | 500 |
| Stück pro Palette | 26000 |
| Tiefe des Innenkartons | 189 mm |
| Breite des Innenkartons | 117 mm |
| Höhe des Innenkartons | 82 mm |
| Tiefe des Umkartons | 440 mm |
| Breite des Umkartons | 400 mm |
| Höhe des Umkartons | 129 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0227 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0074 kg |
| Gewicht des Umkartons | 4,52 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917087315 |
| EAN des Umkartons | 4038917005777 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-03

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT