



Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA K3E, 2,6 ml, Verschluss rot,
(LxØ): 65 x 13 mm, mit Papieretikett**

Seite 1

Artikelbeschreibung

Bestellnummer 04.1901.021
Artikelbeschreibung S-Monovette® EDTA K3E, Präparierung: K3 EDTA, 2,6 ml, Membranschraubkappe, Verschluss rot, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 65 x 13 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: rot, 1 Stück/Blister, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme venös
Art der Präparierung K3 EDTA
Präparierungskonzentration 1,6 mg/ml Blut
Farbcode EU
Etikett / Druck mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett rot
Graduierung Nennmarkierung
Verschluss Membranschraubkappe
Verschlussart Schraubverschluss
Flüssigkeitsdicht ja
Anschluss Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen 2,6 ml
Außendurchmesser 16 mm
Verschluss
Durchmesser 13 mm
Länge mit Verschluss 81 mm
Länge ohne Verschluss 65 mm
Länge mit Verschluss und Stange 102 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses rot
Material der Membrane Gummi
Material der Röhre Polypropylen (PP)
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA K3E, 2,6 ml, Verschluss rot,
(LxØ): 65 x 13 mm, mit Papieretikett**

Seite 2

Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Blister
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 18000
Tiefe des Innenkartons 351 mm
Breite des Innenkartons 111 mm
Höhe des Innenkartons 171 mm
Tiefe des Umkartons 578 mm
Breite des Umkartons 368 mm
Höhe des Umkartons 195 mm
Volumen des Umkartons 0,0415 cbm
Gewicht des Produktes 0,004 kg
Gewicht des Umkartons 3,36 kg
EAN des Innenkartons 4038917134163
EAN des Umkartons 4038917079884

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT