




## Produktspezifikation

**S-Monovette® Fluorid/EDTA FE, 2,6 ml,  
Verschluss grau, (LxØ): 65 x 13 mm, mit  
Papieretikett**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	04.1903.100
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Fluorid/EDTA FE, Präparierung: Fluorid + EDTA, 2,6 ml, Membranschraubkappe, Verschluss grau, Farbcode ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 65 x 13 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: grau, 50 Stück/Karton, steril

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Fluorid + EDTA
Präparierungskonzentration	1,0 mg/ml Blut + 1,2 mg/ml Blut
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	grau
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationstemperatur	20

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Fluorid/EDTA FE, 2,6 ml,  
Verschluss grau, (LxØ): 65 x 13 mm, mit  
Papieretikett**

**Seite 2**

Zentrifugationszeit	10 Min
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

### Maße

Nennvolumen	2,6 ml
Außendurchmesser	16 mm
Verschluss	
Durchmesser	13 mm
Länge mit Verschluss	81 mm
Länge ohne Verschluss	65 mm
Länge mit Verschluss und Stange	102 mm

### Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	grau
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Fluorid/EDTA FE, 2,6 ml,  
Verschluss grau, (LxØ): 65 x 13 mm, mit  
Papieretikett**

**Seite 3**

Stück pro Palette	42000
Tiefe des Innenkartons	171 mm
Breite des Innenkartons	105 mm
Höhe des Innenkartons	73 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	125 mm
Volumen des Umkartons	0,0174 cbm
Gewicht des Produktes	0,004 kg
Gewicht des Umkartons	2,71 kg
EAN des Innenkartons	4038917134217
EAN des Umkartons	4038917025522

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**