



Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA K3E, 2,7 ml, Verschluss rot,
(LxØ): 75 x 13 mm, mit Kunststoffetikett**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	04.1917
Artikelbeschreibung	S-Monovette® EDTA K3E, Präparierung: K3 EDTA, 2,7 ml, Membranschraubkappe, Verschluss rot, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 13 mm, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: transparent/rot, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	K3 EDTA
Präparierungskonzentration	1,6 mg/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/rot
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-06

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA K3E, 2,7 ml, Verschluss rot,
(LxØ): 75 x 13 mm, mit Kunststoffetikett**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	2,7 ml
Außendurchmesser	16 mm
Verschluss	
Durchmesser	13 mm
Länge mit Verschluss	91 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm
Länge mit Verschluss und Stange	112 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	39000
Tiefe des Innenkartons	171 mm
Breite des Innenkartons	116 mm
Höhe des Innenkartons	73 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-06

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
S-Monovette® EDTA K3E, 2,7 ml, Verschluss rot,
(LxØ): 75 x 13 mm, mit Kunststoffetikett

Seite 3

Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0188 cbm
Gewicht des Produktes	0,0042 kg
Gewicht des Umkartons	2,85 kg
EAN des Innenkartons	4038917226707
EAN des Umkartons	4038917226691

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-06

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT