



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum Gel CAT, 4 ml, Verschluss braun, (LxØ): 75 x 13 mm, mit Papieretikett**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	04.1925.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Serum Gel CAT, Präparierung: Gerinnungsaktivator / Gel, 4 ml, Membranschraubkappe, Verschluss braun, Farbcode EU/ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 13 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: braun, 50 Stück/Karton, steril

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator / Gel
Farbcode	EU/ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	braun
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2500 x g
Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-03

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum Gel CAT, 4 ml, Verschluss  
braun, (LxØ): 75 x 13 mm, mit Papieretikett**

**Seite 2**

Flüssigkeitsdicht ja  
Anschluss Membranschraubkappe

### Maße

Nennvolumen 4 ml  
Außendurchmesser 16 mm  
Verschluss  
Durchmesser 13 mm  
Länge mit Verschluss 91 mm  
Länge ohne Verschluss 75 mm  
Länge mit Verschluss und  
Stange 112 mm

### Material & Farben

Farbe des Produktes transparent  
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Verschlusses braun  
Material der Membrane Gummi  
Material der Röhre Polypropylen (PP)  
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)  
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Elektronenbestrahlung  
Chargiert ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 50  
Stück pro Umkarton 500  
Stück pro Palette 39000  
Tiefe des Innenkartons 171 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-03

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**S-Monovette® Serum Gel CAT, 4 ml, Verschluss  
braun, (LxØ): 75 x 13 mm, mit Papieretikett**

**Seite 3**

Breite des Innenkartons	116 mm
Höhe des Innenkartons	73 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0188 cbm
Gewicht des Produktes	0,0055 kg
Gewicht des Umkartons	3,49 kg
EAN des Innenkartons	4038917359443
EAN des Umkartons	4038917359436

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-03

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**