



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum CAT, 4,9 ml, Verschluss weiß, (LxØ): 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 04.1934.088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Artikelbeschreibung | S-Monovette® Serum CAT, Präparierung: Gerinnungsaktivator, 4,9 ml, Membranschraubkappe, Verschluss weiß, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix 001, Etikett/Druck: weiß/schwarz, 50 Stück/Karton, steril |

### Produkteigenschaften

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Art der Entnahme     | venös                               |
| Art der Präparierung | Gerinnungsaktivator                 |
| Farbcode             | EU                                  |
| Etikett / Druck      | mit Kunststoffetikett vorbarcodiert |
| Farbe Druck/Etikett  | weiß/schwarz                        |
| Graduierung          | Nennmarkierung                      |
| Verschluss           | Membranschraubkappe                 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

Seite 2

**S-Monovette® Serum CAT, 4,9 ml, Verschluss weiß, (LxØ): 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Verschlussart             | Schraubverschluss   |
| Zentrifugation empfohlen  | 2000 x g            |
| Zentrifugationstemperatur | 20                  |
| Zentrifugationszeit       | 10 Min              |
| Flüssigkeitsdicht         | ja                  |
| Anschluss                 | Membranschraubkappe |

### Maße

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nennvolumen                     | 4,9 ml |
| Außendurchmesser                | 13 mm  |
| Verschluss                      |        |
| Durchmesser                     | 13 mm  |
| Länge mit Verschluss            | 106 mm |
| Länge ohne Verschluss           | 90 mm  |
| Länge mit Verschluss und Stange | 127 mm |

### Material & Farben

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Farbe des Produktes       | transparent                      |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses    | weiß                             |
| Material der Membrane     | Gummi                            |
| Material der Röhre        | Polypropylen (PP)                |
| Material des Kolbens      | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Material der Kolbenstange | Polystyrol (PS)                  |

### Reinheit & Zertifizierung

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA, ADR                 |
| Produktkategorie           | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung          | CE                        |
| Reinheitsstandard          | steril                    |
| Sterilisation              | Elektronenbestrahlung     |
| Chargiert                  | ja                        |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

Seite 3

**S-Monovette® Serum CAT, 4,9 ml, Verschluss weiß, (LxØ): 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix**

### Verpackung

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 20000         |
| Kleinste Unterverpackung    | Karton        |
| Stück pro Innenkarton       | 50            |
| Stück pro Umkarton          | 500           |
| Stück pro Palette           | 36000         |
| Tiefe des Innenkartons      | 171 mm        |
| Breite des Innenkartons     | 130 mm        |
| Höhe des Innenkartons       | 73 mm         |
| Tiefe des Umkartons         | 388 mm        |
| Breite des Umkartons        | 358 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 150 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0208 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0054 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 3,44 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917932943 |
| EAN des Umkartons           | 4038917932950 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**