



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum Gel CAT, 4,9 ml, Verschluss braun, (LxØ): 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	04.1935
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Serum Gel CAT, Präparierung: Gerinnungsaktivator / Gel, 4,9 ml, Membranschraubkappe, Verschluss braun, Farbcode EU/ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: transparent/braun, 50 Stück/Karton, steril

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator / Gel
Farbcode	EU/ISO
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/braun
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2500 x g
Zentrifugationszeit	10 Min
Flüssigkeitsdicht	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum Gel CAT, 4,9 ml, Verschluss  
braun, (LxØ): 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett**

**Seite 2**

Anschluss Membranschraubkappe

### Maße

Nennvolumen	4,9 ml
Außendurchmesser	16 mm
Verschluss	
Durchmesser	13 mm
Länge mit Verschluss	106 mm
Länge ohne Verschluss	90 mm
Länge mit Verschluss und Stange	127 mm

### Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	36000
Tiefe des Innenkartons	171 mm
Breite des Innenkartons	130 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum Gel CAT, 4,9 ml, Verschluss  
braun, (LxØ): 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett**

**Seite 3**

Höhe des Innenkartons	73 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0208 cbm
Gewicht des Produktes	0,0057 kg
Gewicht des Umkartons	3,62 kg
EAN des Innenkartons	4038917088077
EAN des Umkartons	4038917006217

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**