



Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin LH, 4,9 ml,
Verschluss orange, (LxØ): 90 x 13 mm, mit
Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit
8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und
3-stelligem Präfix**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	04.1936.088
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Lithium Heparin LH, Präparierung: Lithium-Heparin, 4,9 ml, Membranschraubkappe, Verschluss orange, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix 026, Etikett/Druck: weiß/orange, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Lithium-Heparin
Präparierungskonzentration	16 IE/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett vorbarcodiert
Farbe Druck/Etikett	weiß/orange

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

Seite 2

**S-Monovette® Lithium Heparin LH, 4,9 ml,
Verschluss orange, (LxØ): 90 x 13 mm, mit
Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit
8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und
3-stelligem Präfix**

Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	10 Min
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen	4,9 ml
Außendurchmesser	13 mm
Verschluss	
Durchmesser	13 mm
Länge mit Verschluss	106 mm
Länge ohne Verschluss	90 mm
Länge mit Verschluss und Stange	127 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	orange
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

Seite 3

**S-Monovette® Lithium Heparin LH, 4,9 ml,
Verschluss orange, (LxØ): 90 x 13 mm, mit
Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit
8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und
3-stelligem Präfix**

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	20000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	36000
Tiefe des Innenkartons	171 mm
Breite des Innenkartons	130 mm
Höhe des Innenkartons	73 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0208 cbm
Gewicht des Produktes	0,0053 kg
Gewicht des Umkartons	3,43 kg
EAN des Innenkartons	4038917949712
EAN des Umkartons	4038917949729

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT