



## Artikelbeschreibung

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bestellnummer       | 04.1943.001   |
| Artikelbeschreibung | S-Monovette® Serum CAT, Präparierung: Gerinnungsaktivator, 2,7 ml, Membranschraubkappe, Verschluss weiß, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 13 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: schwarz, 50 Stück/Karton, steril |

## Produkteigenschaften

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Art der Entnahme          | venös               |
| Art der Präparierung      | Gerinnungsaktivator |
| Farbcode                  | EU                  |
| Etikett / Druck           | mit Papieretikett   |
| Farbe Druck/Etikett       | schwarz             |
| Graduierung               | Nennmarkierung      |
| Verschluss                | Membranschraubkappe |
| Verschlussart             | Schraubverschluss   |
| Zentrifugation empfohlen  | 2000 x g            |
| Zentrifugationstemperatur | 20                  |
| Zentrifugationszeit       | 10 Min              |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



**Produktspezifikation**  
**S-Monovette® Serum CAT, 2,7 ml, Verschluss weiß, (LxØ): 75 x 13 mm, mit Papieretikett**

**Seite 2**

Flüssigkeitsdicht ja  
Anschluss Membranschraubkappe

**Maße**

Nennvolumen 2,7 ml  
Außendurchmesser 16 mm  
Verschluss  
Durchmesser 13 mm  
Länge mit Verschluss 91 mm  
Länge ohne Verschluss 75 mm  
Länge mit Verschluss und Stange 112 mm

**Material & Farben**

Farbe des Produktes transparent  
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Verschlusses weiß  
Material der Membrane Gummi  
Material der Röhre Polypropylen (PP)  
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)  
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

**Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung IATA, ADR  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Elektronenbestrahlung  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 50  
Stück pro Umkarton 500  
Stück pro Palette 39000  
Tiefe des Innenkartons 171 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**S-Monovette® Serum CAT, 2,7 ml, Verschluss weiß, (LxØ): 75 x 13 mm, mit Papieretikett**

**Seite 3**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Breite des Innenkartons | 116 mm        |
| Höhe des Innenkartons   | 73 mm         |
| Tiefe des Umkartons     | 388 mm        |
| Breite des Umkartons    | 358 mm        |
| Höhe des Umkartons      | 135 mm        |
| Volumen des Umkartons   | 0,0188 cbm    |
| Gewicht des Produktes   | 0,0046 kg     |
| Gewicht des Umkartons   | 3,03 kg       |
| EAN des Innenkartons    | 4038917244510 |
| EAN des Umkartons       | 4038917244503 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**