



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	04.1943.100
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Serum CAT, Präparierung: Gerinnungsaktivator, 2,7 ml, Membranschraubkappe, Verschluss rot, Farbcode ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 13 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: rot, 50 Stück/Karton, steril

## Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	rot
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Flüssigkeitsdicht ja  
Anschluss Membranschraubkappe

### **Maße**

Nennvolumen 2,7 ml  
Außendurchmesser 16 mm  
Verschluss  
Durchmesser 13 mm  
Länge mit Verschluss 91 mm  
Länge ohne Verschluss 75 mm  
Länge mit Verschluss und Stange 112 mm

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes transparent  
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Verschlusses rot  
Material der Membrane Gummi  
Material der Röhre Polypropylen (PP)  
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)  
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung IATA, ADR  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Elektronenbestrahlung  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 20000  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 50  
Stück pro Umkarton 500  
Stück pro Palette 39000  
Tiefe des Innenkartons 171 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**S-Monovette® Serum CAT, 2,7 ml, Verschluss rot,**  
**(LxØ): 75 x 13 mm, mit Papieretikett**

**Seite 3**

Breite des Innenkartons	116 mm
Höhe des Innenkartons	73 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0188 cbm
Gewicht des Produktes	0,0045 kg
Gewicht des Umkartons	3,02 kg
EAN des Innenkartons	4038917266857
EAN des Umkartons	4038917266840

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**