



## Artikelbeschreibung

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bestellnummer       | 04.1947.791   |
| Artikelbeschreibung | S-Monovette®, Membranschraubkappe, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 13 mm, mit Papieretikett |

## Produkteigenschaften

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Art der Entnahme  | venös               |
| Etikett / Druck   | mit Papieretikett   |
| Graduierung       | Nennmarkierung      |
| Verschluss        | Membranschraubkappe |
| Verschlussart     | Schraubverschluss   |
| Flüssigkeitsdicht | ja                  |
| Anschluss         | Membranschraubkappe |

## Maße

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Außendurchmesser                | 16 mm  |
| Verschluss                      |        |
| Durchmesser                     | 13 mm  |
| Länge mit Verschluss            | 91 mm  |
| Länge ohne Verschluss           | 75 mm  |
| Länge mit Verschluss und Stange | 112 mm |

## Material & Farben

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Farbe des Produktes       | transparent                      |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Material der Membrane     | Gummi                            |
| Material der Röhre        | Polypropylen (PP)                |
| Material des Kolbens      | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Material der Kolbenstange | Polystyrol (PS)                  |

## Reinheit & Zertifizierung

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA, ADR             |
| Sterilisation              | Elektronenbestrahlung |
| Chargiert                  | ja                    |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Stück pro Innenkarton   | 50            |
| Stück pro Umkarton      | 500           |
| Tiefe des Innenkartons  | 170 mm        |
| Breite des Innenkartons | 115 mm        |
| Höhe des Innenkartons   | 72 mm         |
| Tiefe des Umkartons     | 380 mm        |
| Breite des Umkartons    | 350 mm        |
| Höhe des Umkartons      | 120 mm        |
| Volumen des Umkartons   | 0,016 cbm     |
| EAN des Innenkartons    | 4038917959841 |
| EAN des Umkartons       | 4038917959858 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

