



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	04.1959.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Hirudin, für Thrombozytenfunktionsdiagnostik auf ROCHE Multiplate®, Präparierung: Hirudin, 1,6 ml, Membranschraubkappe, Verschluss dunkelgrün, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 13 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: dunkelgrün, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Hirudin
Präparierungskonzentration	525 ATE Hirudin/ ml Blut
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	dunkelgrün
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbeispiel	für Thrombozytenfunktionsdiagnostik auf ROCHE Multiplate®

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**S-Monovette® Hirudin, 1,6 ml, Verschluss
dunkelgrün, (LxØ): 75 x 13 mm, mit Papieretikett**

Seite 2

Flüssigkeitsdicht ja
Anschluss Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen 1,6 ml
Außendurchmesser 16 mm
Verschluss
Durchmesser 13 mm
Länge mit Verschluss 91 mm
Länge ohne Verschluss 75 mm
Länge mit Verschluss und
Stange 112 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses dunkelgrün
Material der Membrane Gummi
Material der Röhre Polypropylen (PP)
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 50
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 39000
Tiefe des Innenkartons 171 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
S-Monovette® Hirudin, 1,6 ml, Verschluss
dunkelgrün, (LxØ): 75 x 13 mm, mit Papieretikett

Seite 3

Breite des Innenkartons	116 mm
Höhe des Innenkartons	73 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0188 cbm
Gewicht des Produktes	0,0047 kg
Gewicht des Umkartons	3,09 kg
EAN des Innenkartons	4038917376983
EAN des Umkartons	4038917376976

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT