



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin LH, 2,7 ml,  
Verschluss grün, (LxØ): 66 x 11 mm, mit  
Papieretikett**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bestellnummer       | 05.1553.100  |
| Artikelbeschreibung | S-Monovette® Lithium Heparin LH, Präparierung:<br>Lithium-Heparin, 2,7 ml, Membranschraubkappe,<br>Verschluss grün, Farbcode ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 66<br>x 11 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: grün, 50<br>Stück/Karton, steril |

### Produkteigenschaften

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Art der Entnahme           | venös               |
| Art der Präparierung       | Lithium-Heparin     |
| Präparierungskonzentration | 16 IE/ml Blut       |
| Farbcode                   | ISO                 |
| Etikett / Druck            | mit Papieretikett   |
| Farbe Druck/Etikett        | grün                |
| Graduierung                | Nennmarkierung      |
| Verschluss                 | Membranschraubkappe |
| Verschlussart              | Schraubverschluss   |
| Zentrifugation empfohlen   | 2000 x g            |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin LH, 2,7 ml,  
Verschluss grün, (LxØ): 66 x 11 mm, mit  
Papieretikett**

Seite 2

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Zentrifugationstemperatur | 20                  |
| Zentrifugationszeit       | 10 Min              |
| Flüssigkeitsdicht         | ja                  |
| Anschluss                 | Membranschraubkappe |

### Maße

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Nennvolumen                        | 2,7 ml |
| Außendurchmesser                   | 13 mm  |
| Verschluss                         |        |
| Durchmesser                        | 11 mm  |
| Länge mit Verschluss               | 82 mm  |
| Länge ohne Verschluss              | 66 mm  |
| Länge mit Verschluss und<br>Stange | 103 mm |

### Material & Farben

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Farbe des Produktes       | transparent                      |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses    | grün                             |
| Material der Membrane     | Gummi                            |
| Material der Röhre        | Polypropylen (PP)                |
| Material des Kolbens      | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Material der Kolbenstange | Polystyrol (PS)                  |

### Reinheit & Zertifizierung

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA, ADR                 |
| Produktkategorie           | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung          | CE                        |
| Reinheitsstandard          | steril                    |
| Sterilisation              | Elektronenbestrahlung     |
| Chargiert                  | ja                        |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin LH, 2,7 ml,  
Verschluss grün, (LxØ): 66 x 11 mm, mit  
Papieretikett**

**Seite 3**

### Verpackung

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 500           |
| Kleinste Unterverpackung    | Karton        |
| Stück pro Innenkarton       | 50            |
| Stück pro Umkarton          | 500           |
| Stück pro Palette           | 56000         |
| Tiefe des Innenkartons      | 145 mm        |
| Breite des Innenkartons     | 108 mm        |
| Höhe des Innenkartons       | 63 mm         |
| Tiefe des Umkartons         | 333 mm        |
| Breite des Umkartons        | 303 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 125 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0126 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0042 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 2,64 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917130431 |
| EAN des Umkartons           | 4038917031912 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**