



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	05.1729.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette® neutral Z, ohne Präparierung, 2,7 ml, Membranschraubkappe, Verschluss weiß, Farbcode ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 66 x 11 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: schwarz, 50 Stück/Karton, steril

## Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	ohne Präparierung
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	10 Min
Codierung Farbe	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## Produktspezifikation

**S-Monovette® neutral Z, 2,7 ml, Verschluss weiß,  
(LxØ): 66 x 11 mm, mit Papieretikett**

**Seite 2**

Flüssigkeitsdicht ja  
Anschluss Membranschraubkappe

### Maße

Nennvolumen 2,7 ml  
Außendurchmesser 13 mm  
Verschluss  
Durchmesser 11 mm  
Länge mit Verschluss 82 mm  
Länge ohne Verschluss 66 mm  
Länge mit Verschluss und Stange 103 mm

### Material & Farben

Farbe des Produktes transparent  
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Verschlusses weiß  
Material der Membrane Gummi  
Material der Röhre Polypropylen (PP)  
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)  
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Elektronenbestrahlung  
Chargiert ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 50  
Stück pro Umkarton 500  
Stück pro Palette 56000  
Tiefe des Innenkartons 145 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-01

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® neutral Z, 2,7 ml, Verschluss weiß,  
(LxØ): 66 x 11 mm, mit Papieretikett**

**Seite 3**

Breite des Innenkartons	108 mm
Höhe des Innenkartons	63 mm
Tiefe des Umkartons	333 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	125 mm
Volumen des Umkartons	0,0126 cbm
Gewicht des Produktes	0,0038 kg
Gewicht des Umkartons	2,45 kg
EAN des Innenkartons	4038917133371
EAN des Umkartons	4038917024853

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-01

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**