



## Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA K2E, 1,2 ml, Verschluss violett, (LxØ): 66 x 8 mm, mit Kunststoffetikett**

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	06.1660.100
Artikelbeschreibung	S-Monovette® EDTA K2E, Präparierung: K2 EDTA, 1,2 ml, Membranschraubkappe, Verschluss violett, Farbcode ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 66 x 8 mm, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: weiß/violett, 50 Stück/Karton, steril

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	K2 EDTA
Präparierungskonzentration	1,6 mg/ml Blut
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	weiß/violett
Graduierung	ja
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-01

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA K2E, 1,2 ml, Verschluss violett, (LxØ): 66 x 8 mm, mit Kunststoffetikett**

Seite 2

### Maße

Nennvolumen	1,2 ml
Außendurchmesser	13 mm
Verschluss	
Durchmesser	8 mm
Länge mit Verschluss	82 mm
Länge ohne Verschluss	66 mm
Länge mit Verschluss und Stange	103 mm

### Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	violett
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	Gummi
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	56000
Tiefe des Innenkartons	145 mm
Breite des Innenkartons	108 mm
Höhe des Innenkartons	63 mm
Tiefe des Umkartons	333 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-01

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA K2E, 1,2 ml, Verschluss violett, (LxØ): 66 x 8 mm, mit Kunststoffetikett**

**Seite 3**

Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	125 mm
Volumen des Umkartons	0,0126 cbm
Gewicht des Produktes	0,0033 kg
Gewicht des Umkartons	2,18 kg
EAN des Innenkartons	4038917322737
EAN des Umkartons	4038917322720

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-01

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**