



Produktspezifikation

S-Monovette® Serum Gel CAT, 1,1 ml, Verschluss braun, (LxØ): 66 x 8 mm, mit Kunststoffetikett

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	06.1667.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Serum Gel CAT, Präparierung: Gerinnungsaktivator / Gel, 1,1 ml, Membranschraubkappe, Verschluss braun, Farbcode EU/ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 66 x 8 mm, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: weiß/braun, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator / Gel
Farbcode	EU/ISO
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	weiß/braun
Graduierung	ja
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2500 x g
Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Flüssigkeitsdicht ja
Anschluss Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen 1,1 ml
Außendurchmesser 13 mm
Verschluss
Durchmesser 8 mm
Länge mit Verschluss 82 mm
Länge ohne Verschluss 66 mm
Länge mit Verschluss und
Stange 103 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses braun
Material der Membrane Gummi
Material der Röhre Polypropylen (PP)
Material des Kolbens Gummi
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 56000
Tiefe des Innenkartons 145 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum Gel CAT, 1,1 ml, Verschluss
braun, (LxØ): 66 x 8 mm, mit Kunststoffetikett**

Seite 3

Breite des Innenkartons	108 mm
Höhe des Innenkartons	63 mm
Tiefe des Umkartons	333 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	125 mm
Volumen des Umkartons	0,0126 cbm
Gewicht des Produktes	0,0041 kg
Gewicht des Umkartons	2,66 kg
EAN des Innenkartons	4038917132893
EAN des Umkartons	4038917024532

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT