



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	14.1218
Artikelbeschreibung	Haemo-Diff® , mit Ausstrichkante, zur Herstellung von Blutausstrich, 500 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Ausführung	mit Ausstrichkante
Anwendungsbereich	Blutausstrich
Anschluss	S-Monovette®

Maße

Länge des Produktes	21 mm
---------------------	-------

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 216000
Tiefe des Innenkartons 191 mm
Breite des Innenkartons 129 mm
Höhe des Innenkartons 129 mm
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 268 mm
Höhe des Umkartons 150 mm
Volumen des Umkartons 0,016 cbm
Gewicht des Produktes 0,0013 kg
Gewicht des Umkartons 3,27 kg
EAN des Innenkartons 4038917085830
EAN des Umkartons 4038917004466

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

