



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 14.1513
Artikelbeschreibung Codierkappe, für S-Monovette®, rosa, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für S-Monovette®
Anschluss S-Monovette®

Maße

Länge des Produktes 13 mm

Material & Farben

Material des Produktes High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes rosa

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	324000
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,0003 kg
Gewicht des Umkartons	0,47 kg
EAN des Innenkartons	4038917086790
EAN des Umkartons	4038917073943

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

