



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 14.1513.005  
Artikelbeschreibung Codierkappe, für S-Monovette<sup>®</sup>, grün, 100 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Passend für S-Monovette<sup>®</sup>

### Maße

Länge des Produktes 13 mm

### Material & Farben

Material des Produktes High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Produktes grün

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	324000
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,0003 kg
Gewicht des Umkartons	0,47 kg
EAN des Innenkartons	4038917269933
EAN des Umkartons	4038917269926

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

