



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	53.1030
Artikelbeschreibung	Eindruckstab, transluzent, für Seraplas® V Filter, 200 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Passend für	Seraplas® V Filter
-------------	--------------------

### **Maße**

Länge des Produktes	89 mm
---------------------	-------

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transluzent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	96000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0315 cbm
Gewicht des Produktes	0,0013 kg
Gewicht des Umkartons	3,12 kg
EAN des Innenkartons	4038917085076
EAN des Umkartons	4038917003773

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

