




Produktspezifikation
Ventil-Filter Seraplas® , weiß, für Trennung von Serum/Plasma von Blutkuchen/Blutzellen nach Zentrifugation

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 53.677
Artikelbeschreibung Ventil-Filter Seraplas® , V11, weiß, für Trennung von Serum/Plasma von Blutkuchen/Blutzellen nach Zentrifugation, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich venöse Blutentnahme
Passend für Trennung von Serum/Plasma von Blutkuchen/Blutzellen nach Zentrifugation

Maße

Länge des Produktes 92 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Ventil-Filter Seraplas® , weiß, für Trennung von Serum/Plasma von Blutkuchen/Blutzellen nach Zentrifugation

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polyethylen (PE)
Farbe des Produktes weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Sicherheitsdatenblatt nein
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 5000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 5000
Stück pro Palette 120000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 415 mm
Volumen des Umkartons 0,0657 cbm
Gewicht des Produktes 0,0015 kg
Gewicht des Umkartons 8,5 kg
EAN des Innenkartons 4038917083317
EAN des Umkartons 4038917002257

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT