



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 55.1570
Artikelbeschreibung Adapterröhre, (LxØ): 54 x 11 mm, Material: PP, transparent, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für S-Monovette® mit Ø 8 mm
Bodenform Flachboden

Maße

Durchmesser 11 mm
Länge des Produktes 54 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 250
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 78000
Tiefe des Umkartons 428 mm
Breite des Umkartons 323 mm
Höhe des Umkartons 130 mm
Volumen des Umkartons 0,018 cbm
Gewicht des Produktes 0,0011 kg
Gewicht des Umkartons 1,51 kg
EAN des Innenkartons 4038917087063
EAN des Umkartons 4038917005531

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

