



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.1571
Artikelbeschreibung	Adapterröhre, (LxØ): 65 x 13 mm, Material: PP, transparent, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	S-Monovette® mit Ø 8 mm, Microvette® und Micro-Probengefäße
Bodenform	Rundboden

Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	65 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	72000
Tiefe des Umkartons	333 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	190 mm
Volumen des Umkartons	0,0192 cbm
Gewicht des Produktes	0,0019 kg
Gewicht des Umkartons	2,23 kg
EAN des Innenkartons	4038917242523
EAN des Umkartons	4038917242516

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

