



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.1572
Artikelbeschreibung	Adapterröhre, (LxØ): 55 x 13 mm, Material: PP, transparent, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	S-Monovette® mit Ø 8 mm
Bodenform	Rundboden

Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	55 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 250
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 72000
Tiefe des Umkartons 333 mm
Breite des Umkartons 303 mm
Höhe des Umkartons 190 mm
Volumen des Umkartons 0,0192 cbm
Gewicht des Produktes 0,0014 kg
Gewicht des Umkartons 1,71 kg
EAN des Innenkartons 4038917283823
EAN des Umkartons 4038917283816

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

