



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.525.003
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, geeignet für Microvette® und Micro-Probengefäße mit Schraubverschluss, 250 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Passend für	Microvette® und Micro-Probengefäße mit Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml

### Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 2000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 250  
Stück pro Umkarton 2000  
Stück pro Palette 72000  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 398 mm  
Höhe des Umkartons 265 mm  
Volumen des Umkartons 0,042 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0026 kg  
Gewicht des Umkartons 5,7 kg  
EAN des Innenkartons 4038917109154  
EAN des Umkartons 4038917012362

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

