



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.503
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 6,5 ml, (LxØ): 90 x 13 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	nein
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	6,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g

Maße

Durchmesser	13 mm
Höhe des Produktes	90 mm
Länge des Produktes	90 mm
Länge mit Verschluss	106 mm
Länge ohne Verschluss	90 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	60000
Tiefe des Umkartons	458 mm
Breite des Umkartons	408 mm
Höhe des Umkartons	260 mm
Volumen des Umkartons	0,0486 cbm
Gewicht des Produktes	0,0034 kg
Gewicht des Umkartons	7,46 kg
EAN des Innenkartons	4038917555838
EAN des Umkartons	4038917555821

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

