



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	60.610.013
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, ohne Verschluss, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g

### **Maße**

Durchmesser	15,3 mm
Länge des Produktes	92 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	42000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0367 cbm
Gewicht des Produktes	0,0042 kg
Gewicht des Umkartons	4,72 kg
EAN des Innenkartons	4038917114745
EAN des Umkartons	4038917070249

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

