



## Produktspezifikation

Zwischenbodenröhre, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm,  
Zwischenboden konisch, Röhrenboden flach, PP,  
ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.611.010
Artikelbeschreibung	Zwischenbodenröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, Zwischenboden konisch, Röhrenboden flach, transparent, Material: PP, ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Bodenform	Zwischenboden konisch, Röhrenboden flach
Arbeitsvolumen	5 ml

### Maße

Durchmesser	15,3 mm
Länge des Produktes	92 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**Zwischenbodenröhre, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm,  
Zwischenboden konisch, Röhrenboden flach, PP,  
ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel**

**Seite 2**

### Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 100  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 36000  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 398 mm  
Höhe des Umkartons 300 mm  
Volumen des Umkartons 0,0475 cbm  
Gewicht des Produktes 0,004 kg  
Gewicht des Umkartons 4,68 kg  
EAN des Innenkartons 4038917114820  
EAN des Umkartons 4038917014427

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**