



## Produktspezifikation

Schraubröhre, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,  
Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,  
PP, ohne Verschluss, 1.000 Stück/Beutel

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.614.010
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet, transparent, Material: PP, mit Skalierung, ohne Verschluss, 1.000 Stück/Beutel, 2.000 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Bodenform	Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet
Arbeitsvolumen	2,5 ml

### Maße

Durchmesser	13 mm
Höhe des Produktes	75 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

Schraubröhre, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,  
Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,  
PP, ohne Verschluss, 1.000 Stück/Beutel

Seite 2

### Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	458 mm
Breite des Umkartons	408 mm
Höhe des Umkartons	260 mm
Volumen des Umkartons	0,0486 cbm
Gewicht des Produktes	0,0024 kg
Gewicht des Umkartons	5,45 kg
EAN des Innenkartons	4038917353182
EAN des Umkartons	4038917353175

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**