



Produktspezifikation

Schraubröhre, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,
Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,
PP, Verschluss montiert, 100 Stück/Beutel

Seite 1



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 60.614.011 |
| Artikelbeschreibung | Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet, transparent, Material: PP, mit Skalierung, Verschluss montiert, 100 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------|---|
| Graduierung | ja |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Bodenform | Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet |
| Arbeitsvolumen | 2,5 ml |

Maße

| | |
|---------------------|-------|
| Durchmesser | 13 mm |
| Höhe des Produktes | 75 mm |
| Länge des Produktes | 75 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Schraubröhre, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,
Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,
PP, Verschluss montiert, 100 Stück/Beutel**

Seite 2

Material & Farben

| | |
|------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material der Röhre | Polypropylen (PP) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1000 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 100 |
| Stück pro Umkarton | 1000 |
| Stück pro Palette | 48000 |
| Tiefe des Umkartons | 388 mm |
| Breite des Umkartons | 378 mm |
| Höhe des Umkartons | 215 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0315 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0038 kg |
| Gewicht des Umkartons | 4,25 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917346801 |
| EAN des Umkartons | 4038917346795 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT