



Produktspezifikation

Schraubröhre, 3,5 ml, (LxØ): 92 x 13 mm,
Zwischenboden konisch, Röhrenboden flach, PP,
Verschluss montiert, 100 Stück/Beutel

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.613
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 3,5 ml, (LxØ): 92 x 13 mm, Zwischenboden konisch, Röhrenboden flach, transparent, Material: PP, mit Skalierung, Verschluss montiert, 100 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Bodenform	Zwischenboden konisch, Röhrenboden flach
Arbeitsvolumen	3,5 ml

Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	92 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Schraubröhre, 3,5 ml, (LxØ): 92 x 13 mm,
Zwischenboden konisch, Röhrenboden flach, PP,
Verschluss montiert, 100 Stück/Beutel**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 20000
Tiefe des Umkartons 413 mm
Breite des Umkartons 200 mm
Höhe des Umkartons 464 mm
Volumen des Umkartons 0,0383 cbm
Gewicht des Produktes 0,0033 kg
Gewicht des Umkartons 4,34 kg
EAN des Innenkartons 4038917082891
EAN des Umkartons 4038917079136

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT