



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 65.647.320
Artikelbeschreibung mit Filter, hellblau, passend für S-Monovette® , Röhren Ø 13-16 mm, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für S-Monovette® , Röhren Ø 13-16 mm
Filter ja

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes hellblau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	210000
Tiefe des Umkartons	378 mm
Breite des Umkartons	250 mm
Höhe des Umkartons	388 mm
Volumen des Umkartons	0,0367 cbm
Gewicht des Umkartons	5,37 kg
EAN des Innenkartons	4038917988278
EAN des Umkartons	4038917988285

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

