



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.728
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, natur, passend für Röhren und S-Monovette® Ø 13 mm, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	Röhren und S-Monovette® Ø 13 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes	natur

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	330000
Tiefe des Umkartons	438 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0182 cbm
Gewicht des Produktes	0,0007 kg
Gewicht des Umkartons	3,76 kg
EAN des Innenkartons	4038917083768
EAN des Umkartons	4038917028288

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

