



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.729
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, natur, passend für Röhren Ø 15,3 mm, 1.000 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	Röhren Ø 15,3 mm

### Material & Farben

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes	natur

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Latexfrei	ja
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	280000
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	383 mm
Höhe des Umkartons	175 mm
Volumen des Umkartons	0,0287 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	5,45 kg
EAN des Innenkartons	4038917083775
EAN des Umkartons	4038917365239

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

