



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	73.667
Artikelbeschreibung	Probengefäß, geeignet für Abbott Analysen-Automat AXSYM, Material: PS, 2,5 ml, (LxØ): 53 x 12 mm, transparent, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Passend für	Abbott Analysen-Automat AXSYM
Bodenform	Spitzboden

### **Maße**

Volumen max	2,5 ml
Durchmesser	12 mm
Durchmesser der Öffnung	10 mm
Höhe des Produktes	53 mm
Länge des Produktes	53 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2500
Stück pro Palette	90000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	265 mm
Volumen des Umkartons	0,042 cbm
Gewicht des Produktes	0,0025 kg
Gewicht des Umkartons	6,78 kg
EAN des Innenkartons	4038917083232
EAN des Umkartons	4038917002189

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

