



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1006
Artikelbeschreibung	Einweg-Venenstaubinde tournistrip® , Material: Spezial Papier-Kunststoff Verbundmaterial, latexfrei, 200 Stück/Spender

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	venöse Blutentnahme
-------------------	---------------------

Material & Farben

Material des Produktes	Spezial Papier-Kunststoff Verbundmaterial
Farbe des Produktes	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Latexfrei	ja
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	200
Kleinste Unterverpackung	Spender
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Umkarton	4800
Stück pro Palette	201600
Tiefe des Innenkartons	181 mm
Breite des Innenkartons	36 mm
Höhe des Innenkartons	181 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	235 mm
Volumen des Umkartons	0,0345 cbm
Gewicht des Produktes	0,0023 kg
Gewicht des Umkartons	12,43 kg
EAN des Innenkartons	5060728810157
EAN des Umkartons	5060728810164

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

