



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1007
Artikelbeschreibung	Venenstaubinde, Material: PA, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	weiß
Anwendungsbereich	venöse Blutentnahme

Material & Farben

Material des Produktes	Polyamid (PA)
Farbe des Produktes	rot

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Latexfrei	nein
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	200
Stück pro Palette	12800
Tiefe des Umkartons	330 mm
Breite des Umkartons	330 mm
Höhe des Umkartons	220 mm
Volumen des Umkartons	0,024 cbm
Gewicht des Produktes	0,0294 kg
Gewicht des Umkartons	7 kg
EAN des Innenkartons	4260150884301
EAN des Umkartons	4260150884400

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

